





forçar o vômito. Beber muita água. Consultar um médico. O uso do dique de borracha é obrigatório durante o trabalho. Equipamento de proteção individual (luvas, máscara de proteção, luvas) também deve ser usado.

**O DISPENSADOR NÃO PODE SER USADO PARA ARMAZENAR LÍQUIDOS!**
Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e a autoridade competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original a uma temperatura entre 2 e 8°C (no frigorífico). Proteger da luz solar. Manter fora do alcance das crianças. O prazo de validade encontra-se na embalagem original e na abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

TRANSPORTE

O fabricante permite que o produto seja transportado por não mais de 10 dias a uma temperatura não superior a 40°C. O transporte a curto prazo dentro da gama de temperaturas especificada não afeta a segurança e a eficácia do produto ao longo da sua vida útil.

PROCEDIMENTO APOS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS

As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGEM

Frasco contendo 200 g ou 400 g de produto, adaptador com tampa de rosca, dispensador.

Data da última actualização: 04.05.2022/7

DA	Skiylvenske til rotkanaler
<p><b>LÆS FØLGENDE INSTRUKTIONER FOR BRUG</b> PRODUKTET MÅ KUN BRUGES AF TANDLÆGER</p>	

**INGREDIENSER:** natriumhipoklorit (aktivt klor: 2%), ultrarent vand, overfladeaktive stoffer.

PRODUKTETBETEGNELSE

Ved mekanisk udtvøvelse af tandkanalen fjerner præparatet rester af den døde pulp. Det renser tandkanalen og inklusive fjerner af udsprængningslaget for at eksponere munningen af dentintubuli inden kanalsens udflydning.

Adapter med stopper til at trække præparatet ind i sprøjten

- Skru flaskens låg af.
- Skru adapteren på flasken.
- For at anvende præparatet fjern den blå stopper, skru sprøjtnes ende ind i adapterhullet, vend flasken med præparatet opad og træk væsken ind i sprøjten mens du samtidigt holder adapteren. Sæt derefter flasken lodret på et plant underlag og dres forsigtigt sprøjten med væsken af adapteren. Det anbefales at bruge sprøjten med Luer-Lock gummiempele.
- Efter hver brug skru den blå stopper tilbage på adapteren.
- Til transport fjern adapteren og skru flaskens låg på.

ANVENDELSESMADE

Indsæt CHLORAXID 2% EXTRA for ind i kanalen ved hjælp af en sprøjte men en nål med sidehul og skyl.

Natriumhypoklorit indeholdt i præparatet inaktiveres ved kontakt med organisk stof. For at kompensere for dette bør den anvendte mængde præparat øges til ca. 10 ml pr. kanal.

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes hos patienter med overfølsomhed over for ingredienserne i præparatet.

**ADVARSEL:** Ved skylning af rodkanalerne, mellem skylning med natriumhypoklorit og chlorhexidine diglukonate, anvend fysiologisk saltopløsning, hvilket forhindrer bundfældning af brunt sediment. Skyl rigeligt.

FORHOLDSREGLER

Ved skylning af rodkanalerne anvend ikke en for kraftig væskestråle, da det kan medføre beskadigelsen af periapikal væv, som manifesterer sig i smerter eller hævelse i det bløde væv. Vær særlig forsigtig ved anvendelsen tæt på perforeringer. Vær irriterende på mundslimhinden, øjnene og huden. I tilfælde af kontakt skyl straks med rikeligt vand og kontakt læge. I tilfælde af indtagelse fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand. Kontakt læge. Under arbejdet med præparatet anvend altid en koferdmask. Anvend ligeledes personlige værnemidler (briller, beskyttelsesmaske, handsker).

**BRUG IKKE DISPENSEREN TIL AT OPBVARE VÆSKER!**

I tilfælde af forekomst af alvorlige hændelser vedrørende præparatet, skal fakttummet rapporteres til producenten og den kompetente statsmyndighed i landet, hvor brugeren eller patienten har sin bopæl.

OPBEVARING

Opbevares i originalemballage ved en temperatur på 2-8°C (i køleskabet). Må ikke udsættes for sollys. Opbevares utilgængeligt for børn. Udløbsdatoen findes på den indre emballage. Efter åbning af emballagen ændres holdbarhedsperioden ikke, forudsat at præparatet er lukket tæt efter hver brug.

TRANSPORT

Producenten tillader, at præparatet transporteres over en periode op til 10 dage ved en temperatur, der ikke overstiger 40°C. Kortvarig transport inden for de specificerede temperaturzoner påvirker ikke præparatets sikkerhed og effektivitet gennem den hele holdbarhedsperiode.

HÅNDTERING AF EMBALLAGEAFFALD

Brugt emballage skal bortskaffes eller returneres til producenten.

EMBALLAGE

En flaske indeholdende 200 g eller 400 g af præparatet, en adapter med en stopper, en dispenser.

Seneste opdatering: 04.05.2022/7

EL	Υπό την ηλέσχυση ριζικών καναλιών
<p><b>ΠΡΟΣΤΡΑΦΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</b> ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ</p>	

**ΣΥΝΟΧΕΣ:** υποχλωριώδες νάτριο (περιστικότητα ενεργού χλωρίου 2%), νερό φαρμακευτικό βαθμού καθαρότητας, επιφανειοδραστικές ουσίες.

ΧΡΗΣΗ

Κατά τη μηχανική διεύρυνση του καναλιού αφαιρεί τα υπολείμματα του νεκρού πολφού. Καθαρίζει το κανάλι, συμπληρωμαριζομένης της αφαιρείσης του επιχρισματος για να εκτεθούν οι εκβόλες οδοντίνων καναλιών πριν γεμίσει το κανάλι. Προσροφώντας με βιδαυτό πώμα για την απομάκρυνση του παραρρυσηματος για ούριγγες.

- Επιβιώστε το πώμα της φιάλης.
- Βιδώστε τον προσαρμοέα στο πώμα της φιάλης.
- Για τη χρήση αφαιρείστε το πώμα της βιδώστε το όγκο της ούριγγας στο άνοιγμα του προσαρμοέα, γείρετε τη φιάλη με το παραρρυσημα ανάποδα και ουλλέστε το υγρό στη ούριγγα, ενώ κρατάτε τον προσαρμοέα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη φιάλη θράβα στη κορυφή του τραπέζιου και περιετρέψτε απαλά τη ούριγγα με το υγρό στο τον προσαρμοέα. Συνιστάται η χρήση ούριγγων Luer-Lock με ελαστικό μύδαλο.
- Αφαιρίστε τον προσαρμοέα με το μπλε πώμα μετá από κάθε χρήση.
- Για μεταφορά αφαιρείστε τον προσαρμοέα και βιδώστε το πώμα της φιάλης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγάγετε το CHLORAXID 2% EXTRA στο κανάλι χρησιμοποιώντας μια ούριγγα με βελόνα με πλευρική οπή και ξεκινήστε το ξέλυμμα. Το υποχλωριώδες νάτριο που περιέχεται στο προϊόν απενεργοποιεί αμέσως μετá από την επαφή με οργανικό υαείο. Επομένως, προσοχάστε να αποστραμψίστε αυτό, η ποσότητα του παραρρυσηματος που χρησιμοποιείται πρέπει να αυξήθει σε περίπου 10 ml ανά κανάλι.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με υπερωλαισθρία στα συστατικά του παραρρυσηματος. Στοιχα αURINGONPOΛΙΤΑ. Σιλιγγεττάβα lasten ulotumattomissa. Viimeinen käyttöpiivälmäärä on pakkauskassa. Pakkauksen avaamisen jälkeen säilyvyys ei muutu, jos se on tiiviisti suljettu jokaisen käytön jälkeen.

KULJETUS

Valmistaja sallii tuotteen kuljettamisen enintään 10 päivän ajan enintään 40°C:n lämpötilassa. Lyhytaikainen kuljetus määrätillä lämpötila-alueella ei vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja tehokkuuteen sen koko käyttöajan ajan.

**PAKKAUKSEN KÄSITTELY VALMISTUKSEN JÄLKEEN**
Käyttökä pakkaukset tulee hävittää tai palauttaa valmistajalle.

**PAKKAUS**
Pullo, joka sisältää 200 g tai 400 g valmistetta, adapteri kierrekorkilla, annostella.

Viimeisen päivityksen päivälmäärä: 04.05.2022/7

HR	Tekućina za ispiranje korjeniskih kanala
<p><b>PRUE UPORABE PROČITAJTE DONJE UPUTE</b> PROIZVOĐ ZA UPORABU IZDELEK UZJELJUNO O STRANE LJEČNIKA STOMATOLOGA</p>	

**SASTAV:** natrijev hipoklorit (sadržaj aktivnog klora 2%), voda farmakopejske čistote, površinski aktivne tvari.

NAMIJENA

Tijekom mehaničkog širenja kanala uklanja ostatke mrtve zubne pulpe. Čisti kanal te uklanja ljepljivi sloj radi otkrivanja otvora dentinskih tubula prije ispunjavanja kanala.

κλειστή μετά από κάθε χρήση.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Ο κατασκευαστής επιτρέπει τη μεταφορά του προϊόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 10 ημέρες σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 40°C. Η βροχρόνια μεταφορά ενός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας δεν επηρεάζει την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του.

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η χρησιμοποίηση της συσκευασίας πρέπει να απορριπτεται ή να επιστρέφεται στον κατασκευαστή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μπουλάι που περιέχει 200 g ή 400 g του παρασκευάσματος, προσαρμογέα με βιδωτό πώμα, δοσολόγιο μέσο.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 04.05.2022/7

ET	Juurikanalit loputusvedelik
<p><b>ENNE KASUTAMIST TUTUUDA ALLTOODUD JUHENDIGA</b> AINULT ARST-STOMATOLOGI LASKUTAMISEKS MOELDUD TOODE</p>	

**KOOSTISOSAD:** natriumhipokloriit (aktiivse kloori sisaldus 2%), farmakopõa puhtsega vesi, pindaktiivsed ained.

EESMÄRK

Kanali mehhaanilise avardamis käigus eemaldab surunud hambamassi. Puhastab kanali sealhulgas sünovaliikihti eemaldamine selleks, et enne kanali täitmist paljastada dentinaaloruulide avad.

- Keerake pudeli korki lahti.
- Keerake adapter pudelli külge.
- Kasutamiseks eemaldage sinise korki, keerake süsta ots adapteriväsisse, kallutage pudelit tagurpidi ja koguge vedelikku süstlasse samal ajal vedelikusse adapterit. Järgmistel paugudel vertikaalselt laupidiad ja keerake ettevastlikult vedelikku süstalv süstalt adapterist välja. Söovitaat on kasutada kummikõlbiga luer-lock süstalt.
- Pärast iga kasutamist adapterit peaks kaitsnud koos sinise korgiga.
- Transportriks eemaldage adapter ja keerake pudelit kork kinni.

KASUTUSVIIS

Sisestage CHLORAXID 2% EXTRA kanalisse, kasutades külmise aauguga nõelaga süstalt ja alustage loputamist. Tootes sisalduv natriumhipoklorit inaktiveerib jooksul tekkinud orgaanilise ainega kohe. Seetõttu tuleb selle kasutamiseerimiseks suurendada kasutatava preparaadi kogust umbes 10 ml-ni kanali kohta.

VASTUNDUUSLISEDE

Ärge kasutage valmistist, kellel on üllundlikult suhtes preparaadi koostisosa. **TÄHELEPANU!** Juurikanalite loputamisel natriumhipoklorit ja kloorhexidiini diglukonaadiga loputamise vahel kasutage soolalahust, mis hoiab ära pruuni sademe tekkimise. Loputage rikkalikult.

ETTEVAUTUSABINOUD

Juurikanali loputamisel ärge kasutage liiga tugevat vedelikku voogu, kuna see võib põhjustada vedeliku tungumist periapikaalsetesse kudedesse ja kahjustusi, mis ilmnevad pehmete kudede valutä võiturna. Perforatsioonide kasutamisel olge eriti ettevaatlik. Ärribat suu limaskesta, klori ja silmi. Kontakti korral loputage koheselt rohke veega ja pöörduge arsti poole. Allameelamisel ärge kasutage esile oksendamist. Joo palju vett, Pöörduge arsti poole. Koferdami kasutamine tõotamisel on kohustuslik. Kasutada tuleks ka isikuaitsevahendeid (prillid, kaitsesekk, kindad).

**DOSAZOR EI OLE KASUTADA VEDELIAH HOIDMISEKS!** Seadme tööste juhtumite korral tuleb teavitada tootjat ja kasutaja või patiensidil elukohariigi pädevad asutusi.

HOIDAMINE

Hoida originaalpakendis temperatuuril 2–8°C (külmkapis). Kaitske pükesevalguse eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Köllibikuusaeg on otseae pakendil. Pärast pakendi avamist köllibikuusaeg ei muutu, kui see on pärast iga kasutamist hoidetat suldu.

TRANSPORT

Toote lubatud toodet transportida kuni 10 päeva temperatuuril kuni 40°C. Lühiajaline transport etteantud temperatuurivahemikus ei mõjuta toote ohtlust ja efektiivsust kogu selle kasutusaja jooksul.

TOOTE PAKENDITE KÄITLEMINE

Kasutage pakendit tuleks ära teele kasutusse või tagastada tootjale.

PAKEND

Pudel, mis sisaldab 200 g või 400 g preparaati, keeratava korgiga adapter, dosator.

Viimase värskendus kuupäev: 04.05.2022/7

FI	Neste juurikanalien huuhdeluain
<p><b>LUE SUURAVAT OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ</b> <b>TUOTE VAIN HAMMASLÄÄKÄRIÄN KÄYTTÖÖN</b></p>	

**KOOSTUMUS:** natriumhipokloriitti (aktiivinen klooripitoisuus 2%), farmasuttisesti puhdas vesi, pinta-aktiiviset aineet.

KÄYTTÖTARKOITUS

Kanavan mekaanisen laajentamisen aikana se poistaa kuolleet massajätteet. Puhdistaa kanavan, mukaan lukien tahmeat osat, ja puhastaa poistaminen, jotta dentinaalisuulutusaukot paljastavat ennisen kanavan käyttämistä.

- Kierrekorkilla varustettu adapteri valmisteen ottamiseksi ruisikuun
- Kierrä pullon korkki auki.
- Kierrä adapteri pulloon.
- Käyttäkseen, poista sininen korkki, kierrä ruiskuun pää sovittimien aukkoon, kallista pullo valmistella yölasaalin ja kerää neste ruisikuun pitään samalla adapteria. Aseta sitten pullo pystyasentoon pöytälevylle ja kierrä niuskuun nesteellä varovasti adapteria. Suostellaan käyttää luer-lock ruisikkua, jotta on kummintä.
- Kiinnitä vartin sinisellä korkilla jokaisen käytön jälkeen.
- Kuljetusta varten irrota adapter ja kierrä pullo kierrekorkilla.

KÄYTTÖTAPA

Lisää CHLORAXID 2% EXTRA -valmistetta kanavaan ruisukalla, jossa on sivureikäinen neula, ja aloita huuhdelu.

Transport natriumhipokloriitti inaktivoituu kosketuksissa orgaanisen aineen kanssa. Tämmän kompensoimiseksi käytetään valmisteen määrän lisäksi lisäainetta noin 10 ml:aan kanavaa kohti.

VASTA-AIHHEET

Ei saa käyttää, mikäli potilas on herkinnytyn tuotteen aineksille.

**HUOMIO!** Kun huuhdellaan juurikanavia, käytä suolaliuosta huuhdellun välillä natriumhipokloriitilla ja kloorihexidiinidiglukonaatilla, mikä estää ruskean kerrostuman muodostumisen. Huuhtele perusteellisesti.

VAROTOIMET

Kun huuhdot juurikanavaa, älä käytä liian voimakasta nestevirtaa, koska se voi aiheuttaa periapikaalisten kudosten vaurioita sekä vaurioita, jotka ilmenevät pehmytkudosten kipuna tai turvotuksena. Ole erityisen varovainen käyttäessäsi reitityksessä. Tuote ärsyttää suuontelon limakalvaa, ihoa sekä silmiä. Jos aineita joutuu silmiin tai iholle, huuhdo sitä välittömästi runsaalla vedellä ja hae lääkärin apua. Ei saa oksennuttaa. Joo runsaan määrän vettä. Älä yhteyttä lääkäriin. Kasan käyttö on pakollista työn aikana. Käytä myös henkilökohtaisia suojavausteita (laskan, suojanäämari, käsineet).

**Annostelija ei käytetä nesteiden varoistintiin!** Laitteeseen liittyvän vakavan vaaratilanteen sattumassa siitä on ilmoitettava valmistajalle ja sen man toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttää tai potilas asuu.

SÄILYTYΣ

Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa alle 2-8°C:n lämpötilassa (jääkkaissa). Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Viimeinen käyttöpiivälmäärä on pakkauskassa. Pakkauksen avaamisen jälkeen säilyvyys ei muutu, jos se on tiiviisti suljettu jokaisen käytön jälkeen.

KULJETUS

Valmistaja sallii tuotteen kuljettamisen enintään 10 päivän ajan enintään 40°C:n lämpötilassa. Lyhytaikainen kuljetus määrätillä lämpötila-alueella ei vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja tehokkuuteen sen koko käyttöajan ajan.

**PAKKAUKSEN KÄSITTELY VALMISTUKSEN JÄLKEEN**
Käyttökä pakkaukset tulee hävittää tai palauttaa valmistajalle.

**PAKKAUS**
Pullo, joka sisältää 200 g tai 400 g valmistetta, adapteri kierrekorkilla, annostella.

Viimeisen päivityksen päivälmäärä: 04.05.2022/7

NL	Tekućina za ispiranje korjeniskih kanala
<p><b>NEEM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING</b> HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR TANDARTSEN</p>	

**SAMENSTELLING:** natriumhypochloriet (2% actieve chloor), gezuiverd water volgens de farmacopee, oppervlakte-actieve stoffen.

BESTEMMING

Tijdens mechanische verbreding van het wortelkanaal verwijderd het de restjes dode pulp. Reinigt het wortelkanaal en verwijdert de smerelaag om de mondingen van de dentinekanaalsbloot te leggen voordat het wortelkanaal wordt gevuld.

Adapter met dop om het preparaat in de spuit te brengen

- Schroef de dop van het flesje los.
- Schroef de adapter op het flesje los.
- Verwijer voor gebruik de blauwe dop, schroef het uiteinde van de spuit in de adapteropening, koppel het flesje met het preparaat ondersteboven en zuig de vloeistof in de spuit terwijl de adapter vasthoudt. Zet het flesje vervolgens rechtop op het werkblad en draai de spuit met de vloeistof voorzichtig los van de adapter. We adviseren het gebruik van luer-lockspuiten met rubberen zuigers.
- Beveilig na ieder gebruik de adapter met de blauwe dop.
- Voor transport verwijderd u de adapter en draait u het flesje dicht met de schroefdop.

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng CHLORAXID 2% EXTRA aan in het kanaal met behulp van een spuit met een naald met opening aan de zijkt. Het natriumhypochloriet in het product wordt geactiveerd als het in contact komt met organische stof. Om dit te compenseren, moet u de hoeveelheid van het gebruikte preparaat verhogen tot ongeveer 10 ml per kanaal.

**CONTRA-INDICATIES**
Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor bestanddelen van het preparaat.

**ATTENTIE!**Gebruik bij/het spoelen van wortelkanalen een fysiologische zoutoplossing

Adapter s poklopcem na vijak za uzimanje pripravka u šprici

- Odvijte poklopac bocu.
- Uvrnite adapter na bocu.
- Za uporabu uklonite plavi čep, zavrnite vrh šprice u otvor adaptera, nagnite bocu s preparatom naopako i sakupite tekućinu u špricu, istovremeno držite adapter. Zatim postavite bocu uspravno na površinu i lagano izvite špricu s tekućinom iz adaptera. Preporuča se uporabiti luer-lock špricu s gumijom klipom.
- Nakon svake uporabe zaštitite adapter plavim poklopcem.
- Za prijevaz izvadite adapter i zavrnite poklopac bocu.

NACIN UPORABE

CHLORAXID 2% EXTRA stavite u kanal pomoću šprice s iglom s bočnom rupom i započnite s ispiranjem.

Natrljev hipoklorit u proizvodu inaktivira se odmah nakon kontakta s organskom tvari. Stoga, zbog kompenzacije, količinu pripravka treba povećati na otprilike 10 ml po kanalu.

KONTRAINDIKACIJE

Nemojte upotrebljavati na pacijentima s preosjetljivošću na sastojke preparata. **PAZNA!** Prilikom ispiranja korjeniskih kanala, a između ispiranja natrijevim hipokloritom i klorheksidin diglukonatom, ispirajte fiziološkom otopinom, čime se sprječava stvaranje smeđe naslage. Temeljito ispirite.

MJERE OPREZA

Tijekom ispiranja korjeniskog kanala ne upotrebljavajte jako jaki mlaz tekućine jer to može prouzročiti oštećenje periapikalnih tkiva, koje se očituje bolovima ili oštećenjem mekih tkiva. Budite posebno oprezni prikom upotrebi kod perforacija. Nadražuje sluznicu usne šupljine, oči i kožu. Ako dođe u dodir odmah ispirati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Ako se proguta ne izazivati povraćanje. Popiti puno vode. Zatražite savjet liječnika. Tijekom rada obavezna je uporaba koferdama. Također je potrebno upotrebljavati sredstva osobne zaštite (naočale, zaštitnu masku, rukavice).

**DOZATOR NE SLUŽI ZA ČUVANJE TEKUĆINA!**

U slučaju ozbiljnih negoda povezanih s proizvodom, potrebno ih je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

SKLADIŠTENJE

Čuvati u originalnom pakiranju na temperaturi 2-8°C (u hladnjaku). Zaštititi od sunčeve svjetlosti. Čuvati na mjestu izvan dohvata djece. Rok trajanja naveden je na neposrednom pakiranju. Nakon otvaranja pakiranja, rok trajanja se ne mijenja, pod uvjetom čvrstog zatvaranja proizvoda nakon svake upotrebe.

TRANSPORT

Proizvođač dopušta transport proizvoda u razdoblju ne duljem od 10 dana, na temperaturi koja ne prelazi 40°C. Kratkotrajni transport unutar navedenog temperaturnog raspona ne utječe na sigurnost i učinkovitost proizvoda tijekom njegovog roka trajanja.

ODLAGANJE AMBALAŽE NAKON UPORABE

Istrošenu ambalažu je potrebno izbrisati ili vratiti proizvođaču.

PAKIRANJE

Boca koja sadrži 200 ili 400 g preparaata, adapter s poklopcem s navojem, dozator.

Dataum posljednjeg ažuriranja: 04.05.2022/7

LV	Šķidrums sakau kanālu skalošanai
<p><b>PIRMS LIETOŠANAS LŪDZAM RŪPIGI IZPIETIES AR SIEM LIETOŠANAS</b> <b>NORĀDĪJUMIEM</b></p> <p>MATERIĀLU VAR HĒDĀDĀTIES TĪKĀS SERTIFICĪTS ZOBĀRSTNIECĪBAS SPECĪALĪSTS STOMATOLOGS</p>	

**SĀSTĀVS:** nātrija hipohlorīts (aktīva hlora saturs 2%), attīrīts ūdens, virsmaktīvas vielas.

PIELIETOŠĀNĀS

Izņem atmirušus pulpas paliekas kanālā mehāniskās paglašināšanas laikā. Atīra kanālu un noņem lipīgu slāni, lai atsegtu dentīna kanāliņu ieejas pirms kanāla aizplūdināšanas.

Adapteris ar vāciņu līdzekļa iepildīšanai šļircē

- Aizvērt pudelītes vāciņu.
- Uzskūvē adapteri uz pudelītes.
- Lai sāktu lietot, noņem zilو vāciņu, ieskrūvē koreici galu adaptera atvērē, pagriez pudelīti otrādi un ievieļ šķidrumu šļircē, vienlaicīgi pieturot adapteri. Pēc tam novieto pudelīti uz galda virsmas vertikālā pozīcijā un viegli izskūvē šļirci ar šķidrumu no adaptera. Ietācām izskūvētiem luer-lock savienojuma šļircēs ar gumijas virzuli.
- Pēc katras lietošanas, adapterim uzliet zilو vāciņu.
- Transportēšanas laikā adapteri noņem un pudelīti aizskūvē ar vāciņu.

LIETOŠANA

Ievadīt CHLORAXID 2% EXTRA saknes kanālā, izmantojot šļirci ar adatu, kurai ir sānu atvere, un sāciet skaloāt.

Produkts esošais