

exciipientes.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

O produto ENDO-PREP CREAM é utilizado para o tratamento químico-mecânico de canais radiculares. O EDTA contido no produto facilita a remoção e saís de cálcio dos canais calcificados e da polpa dentária, favorecendo uma limpeza e formação mais rápidas dos canais.

Como resultado da reação do peróxido de uréia e NaOCl, formam-se grandes quantidades de espuma, o que permite a remoção de pedaços de polpa e dentina do canal preparado. As substâncias lubrificantes contidas no produto facilitam a introdução do instrumento no canal e minimizam a possibilidade de rompimento do instrumento colocado no canal.

MODO DE USO

Antes de iniciar o procedimento, é necessário isolar o aplicador fornecido em álcool (álcool etílico) e inseri-lo na seringa. Após a abertura da cavidade pulpár, enxaguar com hipoclorito de sódio.

Preencher a cavidade pulpár com o produto utilizando o aplicador fornecido, ou colocar o produto diretamente no instrumento odontológico. Realizar o tratamento mecânico do canal enxaguando-o com uma solução de hipoclorito de sódio. Lavar bem o produto dos canais e da cavidade da polpa com uma solução de hipoclorito de sódio até que deixe de produzir espuma. O produto pode ser reutilizado, porém o aplicador deve ser usado uma única vez. A utilização repetida do aplicador pode apresentar um risco de reinfecção.

CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto. Não deixar o produto no canal ou na cavidade pulpár entre as consultas. Isto pode causar um amolecimento excessivo da dentina.

PRECAUCÕES

Prestar especial atenção ao tratar o canal na área do forame anatômico, uma vez que uma perfuração radicular pode ocorrer através dos instrumentos aplicados no canal. Irritante para a pele. Causa danos graves nos olhos. Em caso de contato, enxaguar com água em abundância. Se a irritação não desaparecer, contactar o médico. Se ingerido, não forçar o vômito. Beber muita água. Consultar um médico. Utilizar um dique de borracha durante o trabalho com o produto. Utilizar luvas, bem como óculos e vestuário de proteção. Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e a autoridade competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

ARMazenamento

Conservar na embalagem original a temperaturas entre 2 e 15°C. Manter fora do alcance das crianças. O prazo de validade para utilização encontra-se na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

TRANSPORTE

O fabricante permite que o produto seja transportado por um período não superior a 10 dias a uma temperatura não superior a 40°C. O transporte a curto prazo dentro da gama de temperaturas especificada não afeta a segurança e a eficácia do produto ao longo da sua vida útil.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS

As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGEM

Seringa contendo 2 ml, 5 ml ou 10 ml de produto, aplicadores descartáveis.

Data da última atualização: 04.05.2022/11

DA	Creme til forberedelse af rodkanaler
----	--------------------------------------

LÆS FØLGENDE INSTRUKTIONER FOR BRUG
PRODUKTET MÅ KUN ANVENDES AF TANDLÆGER

INGREDIENSER: dinatriumedetat (EDTA 15%), urinstof hydrogenperoxid 10%, hjalpstoffor.

PRODUKTBETEGNELSE

ENDO-PREP CREAM anvendes til kemisk og mekanisk forberedelse af rodkanaler. EDTA indeholdt i præparatet understøtter fjernelse af calciumsalte fra forkalkede rodkanaler og pulp, hvilket muliggør hurtigere rengøring og formning af kanalerne.

Som følge af kemisk reaktion af urinstof hydrogenperoxid og NaOCl opstår der store mængder af skum, der muliggør fjernelse af dele af pulpen og dentinen fra den rengjorte rodkanal. Smøremidler indeholdt i præparatet hjælper med at indføre redskabet ind i kanalen og formindsker risikoen for at bryde det i kanalen.

ANVENDELSEMÅDE

Inden proceduren skal den vedlagte applikator nedsænkes i sprit (ætnanol), og derefter sættes på sprøjten. Efter åbning af pulpakammeret skyl det med natriumhypoklorit.

Udfyld pulpakammeret med præparatet ved hjælp af den vedlagte applikator eller påfør præparatet direkte på redskabet til rodbehandling. Forbered rodkanalen mekanisk og skyl den med natriumhypokloritopløsning. Skyl præparatet grundigt ud af kanalerne og pulpakammeret ved hjælp af natriumhypokloritopløsning, indtil det holder op med at skumme. Præparatet er beregnet til fergangsbrug, mens applikatoren kun til engangsbrug. Applikatorrens genbrug kan udgøre risiko for genkontaminering.

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes hos patienter med overfølsomhed over for ingredienserne i præparatet. Præparatet i rodkanalen eller pulpakammeret mellem tandlægebøges. Det kan følge til for intensiv blødgøring af dentinen.

FØRHOLDSREGLER

Vær særlig forsigtig, når du arbejder i nærheden af rodkanalens anatomiske åbning, da redskaber til rodbehandling kan forårsage rodperforering, irriterende for huden. Forsårsager alvorlig øjenskade.

Tilfælde af kontakt skyld straks med rigeligt vand. Kontakt læge, hvis iritationen vedvarer, i tilfælde af tilfælde af kemisk skade eller opkastning.
Drick rigeligt vand. Kontakt læge. Under arbejde med præparatet anvend en koferdam. Anvend handsker, beskyttelsesbriller og beskyttelsesbeklædning.

I tilfælde af forekomst af alvorlige hændelser vedrørende præparatet, skal faktumet meddeles til producenten og den kompetente statsmyndighed i landet, hvor brugeren eller patienten har sin bopæl.

OPBEVARING

Opbevares i originalemballage ved en temperatur på 2-15°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Udløbsdatoen findes på den indre emballage. Efter åbning af emballagen ændres holdbarhedsperioden ikke, forudsat at præparatet er lukket tæt efter hver brug.

TRANSPORT

Producenten tillader, at præparatet transporteres i ikke længere end 10 dage ved en temperatur, der ikke overstiger 40°C. Kortvarig transport inden for de specificerede temperaturgrænser påvirker ikke præparatets sikkerhed og effektivitet gennem den hele holdbarhedsperiode.

HÅNDTERING AF EMBALLAGEAFFALD

Brugte emballager skal bortskaffes eller returneres til producenten.

EMBALLAGE

Seneste opdatering: 04.05.2022/11

EL	Kρίμα για επεξεργασία ριζικών καναλιών
----	--

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ: αιθυλενοδιαμινοπτετραζοικό οξύ (EDTA 15%), υπεροξειδίο ουρίας 10%, βοηθητικές ουσίες.

ΧΡΗΣΗ

Το παρασκεύασμα ENDO-PREP CREAM χρησιμοποιείται για τη χημική και μηχανική επεξεργασία των ριζικών καναλιών. Το EDTA που περιέχεται στο παρασκεύασμα βοηθάει στην απομάκρυνση των αλάτων ασβεστίου από ασβεστοποιημένα κανάλια και πολφό, επιτρέποντας ταχύτερο καθαρισμό και διαμόρφωση των καναλιών. Ως αποτέλεσμα της αντίδρασης του υπεροξειδίου της ουρίας και του NaOCl δημιουργούνται μεγάλες ποσότητες αφρού, ο οποίος επιτρέπει την απομάκρυνση κομμάτιων πολφού και οδοντίνης από το επεξεργασμένο κανάλι. Τα λιπατικά που περιέχονται στο προϊόν διευκολύνουν την εισαγωγή του εργαλείου στο κανάλι και ελαχιστοποιούν την πιθανότητα να σπάσει το εργαλείο στο κανάλι.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, βυθίστε το προσαρτημένο απλικατέρ σε αλκοόλη (αιθυλική αλκοόλη) και μετά τοποθετήστε το στη σύριγγα. Αφού ανοίξετε το θάλαμο δοντιού, ξεπλύνετε τον με υποχλωριώδες νάτριο. Ηυηίστε τον θάλαμο δοντιού με το παρασκεύασμα χρησιμοποιώντας το προσαρτημένο απλικατέρ ή τοποθετήστε το παρασκεύασμα απευθείας στο

εργαλείο του καναλιού.

Επεξεργαστείτε το κανάλι ξεπλύνοντας μηχανικά με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. Ξεπλύνετε καλά το παρασκεύασμα από τα κανάλια και τον θάλαμο του δοντιού με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου έως ότου σταματήσει να αφρίζει. Το προϊόν προορίζεται για πολλαπλή χρήση, ενώ το απλικατέρ προορίζεται για μία χρήση. Η επανάχρηση του απλικατέρ μπορεί να ενέχει κίνδυνο επαναμόλυνσης.

ΑΝΤΙΔΕΙΞΕΙΣ

Μην χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με υπεραιμοσφαιρία στα συστατικά του παρασκευάσματος. Μην αφιρνετε το παρασκεύασμα στο κανάλι ή στον θάλαμο του δοντιού μεταξύ των επισκέψεων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό μόλκωμα της οδοντίνης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοείται κατά την επεξεργασία του καναλιού κοντά στα ανατομικά άνοιγμα, καθώς το εργαλείο του καναλιού μπορεί να προκαλέσει διάτρηση στη ρίζα, επείκει το όδοντο. Προκαλεί σοβαρές βλάβες στα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης, μη προκαλείτε έμετο. Πίνετε άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Η χρήση του προϊόντος διασφραγίζει είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της εργασίας. Χρησιμοποιήστε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ρούχα. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να ενημερωθούν ο κατασκευαστής και η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία κατοικεί ο χρήστης ή ο ασθενής.

ΑΙΘΟΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία κάτω των 2-15°C. Διατηρείται μακριά από το παιδί. Η ημερομηνία λήξης βρίσκεται στην άμεση συσκευασία. Μετά από το άνοιγμα της συσκευασίας η ημερομηνία λήξης δεν αλλάζει από την προτύπωση ότι είναι αφαιτά κλειστή μετά από κάθε χρήση.

ΜΕΛΕΤΕΡΑ

Ο κατασκευαστής επιτρέπει τη μεταφορά του προϊόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 10 ημέρες σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 40°C. Η βρογχόρροια μεταφορά εντός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας δεν οδηγεί στην οξείωση ή στην αποεξοξυμιακτικότητα του προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΟΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες πρέπει να απορριπτονται ή να επιστρέφονται στον κατασκευαστή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μία σύριγγα που περιέχει 2 ml, 5 ml ή 10 ml του παρασκευάσματος, το απλικατέρ μιας χρήσης.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 04.05.2022/11

ET	Juurekanali ettevalmistuskeskreem
----	-----------------------------------

ENNE KASUTAMIST TUTVUDA ALLTOODUD JUHENDIGA
AINULT ARST-STOMATOLOGIDE KASUTAMISEKS MÕELDUD TOODE

KOOSTISOSAD: dinaatriumedetaat (EDTA 15%), karbamiidperoksiid 10%, abianed.

EESMÄRK

ENDO-PREP CREAM kasutatakse juurekanalite keemiliseks ja mehaaniliseks ettevalmistamiseks. Preparaadis sisalduv EDTA toetab kaltsiumsoolade eemaldamist kaltsifitseeritud kanalitest ning hamba väljalüüsimis võimaldab kanalite kiiremini puhastada ja vormida. Karbamiidperoksiid ja naatriumhypokloriit reaktiooniso tulemusena moodustub suures koguses vaht, mis võimaldab ettevalmistatud kanalit eemaldada hambamassist ja dentini tükid. Tootes sisalduvad liivised ained hõlbustavad tööriista sisetuumi liikumist ja minimeerivad liivised kanalis purunemise võimalust.

KASUTUSVIIS

Enne protseduuri alustamist kastke lisatud aplikaator piiritudesse (etüülalkohol) ja seejärel asetage seda süstlale. Pärast hambakambri avamist loputage seda naatriumhypokloriidiga. Täitke hambakamber preparaadiga, kasutades lisatud aplikaatorit, või asetage preparat otse kanalioväliselt.

Valmistage kanal ette, loputage seda mehaaniliselt naatriumhypokloriit lahusega. Loputage preparat kanalitest ja hamba kambrist põhjalikult naatriumhypokloriit lahusega, kuni see lõpeb vahtude. Toode on mõeldud mitmekordses kasutamises, kuid aplikaator on mõeldud ühekordses kasutamises. Aplikaatori mitmekordne kasutamine võib põhjustada uuesti infektsiooni ohtu.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ärge kasutage patsientidel, kellel on ülitundlikkus preparaadi koostisosade. Ärge jätke preparaati külastuste vahel kanalisse ega hambakambrisse. See võib põhjustada dentini liigset pehmenemist.

ETTEVAATUSABINÕUD

Kaaneli ettevalmistamisel anatoomiliste foramenide läheduses tuleb olla eriti ettevaatlik, kuna kanalid instrumentid võivad juure perforreerida. Ärriat nähka. Põhjüstada tõsiselt silmakahjustusi. Kontakti korral loputage rohke veega. Kui ärritused jäävad, pöörduge arsti poole. Allaneelamisel ärge kutsuge esile oksendamist. Joo palju vett. Pöörduge arsti poole. Kasuta koferdami töötamiseks. Kasutage kindaid, kaitseprille ja kaitseriietust.

Saadmega seotud tõsiste juhtumite korral tuleb teavitada tootjat ja kasutaja või patsiendi elukohariigi pädevaid asutusi.

HOIDAMINE

Hoida originaalpakendis temperatuuril 2-15°C. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõiklikkusangem os tsepe pakendil. Pärast pakendi avamist võiblikkusaug ei muutu, kui see on pärast iga kasutamist tihedalt suletud.

TRANSPORT

Tootja lubab toodet transportida 10 ni päeva temperatuuril kuni 40°C. Lühiajaline transport etteantud temperatuurivahemikus ei mõjuta toote ohtu ja efektiivsust kogu selle kasutusaja jooksul.

TOOTJE PAKENDITE KÄITLEMINE

Kasutatud pakendit tuleb anda üle taaskasutusse või tagastada tootjale.

PAKEND

Süstel, mis sisaldab 2 ml, 5 ml või 10 ml preparaati, ühekordsed aplikaatorid.

Viimase värskenduse kuupäev: 04.05.2022/11

FI	Juurikanavan käsittelyvoid
----	----------------------------

LUE SEURAAVAT OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ.
TUOTE VAIN HAMMASLÄÄKÄRIIN KÄYTTÖÖN

KOOSTUMUS: dinatriumedetatit (EDTA 15%), ureaperoksiidit 10%, apuainet.

KÄYTTÖTARKOITUS

ENDO-PREP CREAMia käytetään juurikanavien kemialliseen ja mekaaniseen käsittelyyn. Valmisteen sisältämä EDTA tukee kalsiumsuolojen poistamista kalkkeutuneista kanavista ja massasta, mikä mahdollistaa kanavien nopeamman puhdistuksen ja muotoilun. Tästä hammaskammion valmistamisella käytetään mukana toimitettua applikaattoria tai aseta valmiste suoraan kanavatyökalulle.

Valmistele kanava huuhtelemallase mekaanisesti natriumhypokloriittiliuoksella. Huuhtele valmiste huolellisesti kanavista ja hammaskammion natriumhypokloriittiliuoksella, kunnes se lopettaa vaahotoamisen. Tuote on tarkoitettu monikeräiseen käyttöön, mutta applikaattori on vain kertakäyttöinen. Applikaattorin uudelleenkäyttöön liittyy tartuntariski.

VASTA-AIHHEET

Ei saa käyttää, mikäli potilas on herkistynyt tuotteeseen ainekselle. Älä jätä valmistettua kanavaan tai hammaskammioon käyntien välillä. Se voi johtaa dentiniin liialliseen pehmenemiseen.

VAROITUMET

Ei yritä varovaisuutta on noudatettava valmistettaessa kanavaa anatomisten foramenien läheisyydessä, koska kanava-instrumentti voi reiftää juuren. Ärsyttää ihoa. aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Huuhtele kanavaa vedellä, jota yhteyttä lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Juo runsaan määrän vettä. Ota yhteyttä lääkäriin. Tuotteen käyttöön yhteydessä, käytä kofferdama. Käytä suojakäsineitä, -laseja ja -vaateusta.

Laiteeseen liittyvän vakavan vaaratilanteen sattuaessa siitä on ilmoitettava valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä tai potilas asuu.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkupeirämissä pakkauksessa 2–15°C:n lämpötilassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Käyttökelpoisuusaika on merkitty välittömään pakkaukseen. Pakkauksen avaamisen jälkeen säilyvyys ei muutu, jos se on tiivistä suljettu jokaisen käytön jälkeen.

KULJETUS

Valmistaja sallii tuotteen kuljettamisen enintään 10 päivän ajan enintään 40°C:n lämpötilassa. Lyhytaikainen kuljetus määrättyllä lämpötila-alueella ei vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja tehokkuuteen sen koko käyttöajan ajan.

PAKKAUSTEN KÄSITTELY VALMISTUKSEN JÄLKEEN

Kulunut pakkaus on hävitettävä tai palautettava valmistajalle.

PAKKAUS

Ruisku, joka sisältää 2 ml, 5 ml tai 10 ml valmistettua, kertakäyttöiset applikaattorit.

Viimeisen päivityksen päivämäärä: 04.05.2022/11

HR	Krema za pripremu korjenjskih kanala
----	--------------------------------------

PRJIE UPORABE PROČITAJTE DNE UPUTE

PROIZVOD ZA UPORABU IZKULJIVO OD STRANE LJEČNIKA STOMATOLOGA

SASTAV: dinatrij edetat (EDTA 15%), urea peroksid 10%, pomoćne tvari.

NAMJENA

Preparat ENDO-PREP CREAM se upotrebljava za kemijsko-mehaničku obradu korjenjskih kanala. EDTA sadržana u preparatu pomaže ukljanjanje kalcijevih soli iz kalcificiranih kanala i pulpe omogućavajući brže čišćenje i oblikovanje kanala. Kao rezultat reakcije uree peroksida i NaOCl stvaraju se velike količine pjene, što omogućuje uklanjanje komadića pulpe i dentina iz kanala koji se obrađuje. Glidanti sadržani u proizvodu olakšavaju umetanje instrumenta u kanal i minimaliziraju mogućnost pucanja instrumenta u kanalu.

NACIN UPORABE

Prije početka postupka, umočite priloženi aplikator u spirit (etilni alkohol), a zatim ga stavite na spricu. Nakon otvaranja pulpne komore, isperite je natrijevom hipokloritom.

Napunite zubnu komoru pripravkom pomoću priloženog aplikatora ili stavite pripravak izravno na instrument za kanal. Mehanički pripremite kanal ispiranjem otopinom natrijevog hipoklorita. Temeljito ispirite preparat iz kanala i pulpne komore otopinom natrijevog hipoklorita dok se ne prestane pjeniti. Proizvod je namijenjen za višekratnu upotrebu, dok je aplikator namijenjen za jednokratnu upotrebu. Višestruka uporaba aplikatora može predstavljati rizik sekundarne infekcije.

KONTRAINDIKACIJE

Nemojte upotrebljavati na pacijentima s preosjetljivošću na sastojke preparata. Ne ostavljajte preparat u kanalu ili u pulpnoj komori između posjeta. To može dovesti do preteranog omekšavanja dentina.

MJERE OPREZI

Napunite zubnu komoru pripravkom u blizini anatomskog otvora, jer korijen može biti perforiran instrumentima kanala. Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka.

U slučaju kontakta isprati velikom količinom vode. Ako iritacija potraje, obratite se liječniku. Ako se proguta ne izazvati povraćanje. Popiti puno vode. Zatrzite savjet liječnika. Prilikom rada s proizvodom upotrebljavajte koferdam. Nosite rukavice, zaštitne naočale i zaštitnu odjeću.

U slučaju ozbiljnih nezgoda povezanih s proizvodom, potrebno ih je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

SKLADIŠTENJE

Čuvati u originalnom pakiranju na temperaturi 2-15°C. Čuvati na mjestu izvan dohvata djece. Rok trajanja naveden je na neposrednom pakiranju. Nakon otvaranja pakiranja, rok trajanja se ne mijenja, pod uvjetom čvrstog zatvaranja proizvoda nakon svake upotrebe.

TRANSPORT

Proizvođač dopušta transport proizvoda u razdoblju ne duljem od 10 dana, na temperaturi koja ne prelazi 40°C. Kratkotrajni transport unutar navedenog temperaturnog raspona ne utječe na sigurnost i učinkovitost proizvoda tijekom njegovog roka trajanja.

ODLAGANJE AMBALAŽE NAKON UPORABE

Istrošenu ambalažu je potrebno zbrinuti ili vratiti proizvođaču.

PAKIRANJE

Sprica koja sadrži 2, 5 ili 10 ml preparaata, jednokratni aplikatori.

Dataum posljednjeg ažuriranja: 04.05.2022/11

LV	Krēms sakņu kanālu apstrādei
----	------------------------------

PIRMS LIETOŠANAS LŪDZAM RŪPIGI ĪPAZĪTIES AR ŠIEM LIETOŠANAS NORĀDĪJUMIEM

MATERIĀLU VAR ĪEGĀDĀTIES TĪKAI CERTIFICĪTOS ZOBĀRSTNĪCĪBAS SPECIALĪSTIS STOMATOLOGS

SĀSTĀVS: dinātriĶa edetāts (EDTA 15%), karbamīda peroksīds 10%, palīgvielas.

PIELIETOJUMS

Produkts ENDO-PREP CREAM paredzēts ķīmiski-mehāniskai sakņu kanālu apstrādei. Sastāva aktīvā viela EDTA palīdz noņemt kalcija sāļus no pārkalķotiem sakņu kanāliem un pulpas nodrošinot ātrāku kanālu attīrīšanu un veidošanu. Karbamīda peroksīda un NaOCl reakcijas rezultātā veidojas liels putu daudzums, kas ļauj izņemt pulpas un dentīna gabaliņus no apstrādātā kanāla. Produkta sastāvā esošās eļļošanas vielas atvieglo darba instrumenta ievadi zoba kanālā un samazina instrumenta salošanas risku kanālā.

LIETOŠANA
Pirms lietošanas, pievienoto aplikatoru iegremdēt spirtā (etilspirt), bet pēc tam pievienot šļirci. Pēc zoba dobuma atvēršanas, aplikator atnātrĶa hipohlorītu. Aplīcēt krēmu zoba dobumā, izmantojot pievienoto sakņu kanālu, vai uzklāt uz darba instrumenta kanāla apstrādei. Mehāniski apstrādāt kanālu, izskalot ar nātrĶa hipohlorīta šķīdumu. Ar nātrĶa hipohlorīta šķīdumu rūpīgi izskalot līdzekļi no kanāliem un zoba dobuma līdz tas ir beidzīs putot. Produkts paredzēts vairākkārtējai lietošanai, bet aplikatoru iespējams izmantot tikai vienu reizi. Atkārtota aplikatora izmantošana var izraisīt sekundāras infekcijas risku.

KONTRAINDIKĀCIJAS

Nelietot pacientiem ar paaugstinātu jutību pret kādu no produkta sastāvdaļām. Nestāst līdzekļi zoba kanālā vai zoba kamerā starp apmeklĶjumiem. Tas var izraisīt pārmerĶgu dentĶna mīkstināšanos.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Ievērot īpašu piesardzību apstrādājot kanālu anatomiskā atvēruma tuvumā, jo kanāla apstrādes instrumenti var perforēt zoba sakni. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Saskares gadījumā, skalot ar lielu daudzumu ūdens. Ja kairinājums nepāriet, sazināties ar ārstu. Norīšanas gadījumā neizrasiēt vemšanu. Izdzert lielu ūdens daudzumu. Sazināties ar ārstu. Produkta lietošanas laikā izmantot koferdamu. Izmantot cimdus, aizsargbrilles un aizsargapģērbu. Ja, saistībā ar produkta izmantošanu, ir radies nopietns apdraudējums, par to nepieciešams ziņot ražotājam un tās valsts kompetentajai iestādei, kas jā lētošam vai pacientam ir pastāvĶga dzīvesvieta.

UZGLĀBĀŠANA

Uzglābāt oriģinālā iepakojumā 2-15°C temperatūrā. Uzglābāt bērniem nepieejamā vietā. Produkta derīguma termiņš norādĶts uz tiešā iepakojuma. Pēc iepakojuma atvēršanas derĶguma termiņš nemainās, ja pēc katras lietošanas reizes produkts tiek cieši aiztaists.