

**PL** Olejek do rozpuszczania gutaperki

**PRZED UŻYCIM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ**  
WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

**SKŁAD:** olejek eukaliptusowy 100%

**PRZEZNACZENIE**

Wyrób EUCALYPTOL przeznaczony jest do stosowania podczas zabiegów ponownego leczenia kanałowego w celu usuwania gutaperki z kanału korzeniowego.

**SPOSOB UŻYCIA**

Przed przygotowaniem do zabiegu należy załączoną pipetę zanurzyć w spirytusie (alkohol etylowy).

1. Umieścić 1-2 kropli płynu w kanale z pomocą doliczonej pipety.

2. Usuwać gutaperkę.

3. W razie potrzeby użyć kolejnej dawki preparatu.

4. Zastosować EUCALYPTOL ponownie, jeśli gutaperka będzie sucha lub krucha.

5. Powtarzać czynności do skutku.

Wyrób przeznaczony jest do użycia ponownego użycia, natomiast pipeta służy do użycia jednorazowego. Wielokrotne użycie pipety może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia.

**PRZECIWWSZAKANIA**

Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu.

**SŁODKOZROZNOCI**

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Łatwopalna ciecz i pary. Podczas pracy z wyrobem stosować koferdam, rękawiczki, okulary ochronne i odzież ochronną.

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu związawanego z wyrobem należy ten fakt zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.

Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednio.

Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamknięcia po każdorazowym użyciu.

**POSTEPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE**  
Zużyte opakowanie należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwarzcy.

**OPAKOWANIE**

Buteleczka zawierająca 10 ml preparatu, pipety aplikacyjne (x3).

Data ostatniej aktualizacji: 02.06.2022/13

**EN** Olej do dissolving gutta-percha

**BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS  
CAREFULLY  
TO BE USED BY DENTIST ONLY**

**COMPOSITION:** eucalyptus oil 100%

**INTENDED USE**

EUCALYPTOL is intended for use during repeated endodontic treatments to remove gutta-percha from the root canal.

**INSTRUCTIONS FOR USE**

Before the treatment, immerse the attached pipette into ethyl alcohol.

1. Using the pipette, insert 1-2 drops of liquid into the root canal.

2. Remove gutta-percha.

3. Use another dose of preparation if necessary.

4. If gutta-percha is still dry or crumbly, apply EUCALYPTOL again.

5. Repeat as needed.

The product is reusable while the pipette is disposable. Multiple use of the pipette may cause the risk of re-infection.

**CONTRAINDICATIONS**

Do not use for patients who are hypersensitive to the product components.

**PRECAUTIONS**

It can cause allergic skin reaction. Flammable liquid and vapour. Use rubber-dam, gloves, protective glasses and protective clothing while working with the product.

Any serious incident involving the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the State in which the user or patient is domiciled.

**STORAGE**

Store in original packaging below 25°C.

Keep out of reach of children.

Expiry date is placed on the main container. Once container is open, the expiry date does not change if the container is securely closed after each use.

**HANDLING THE PRODUCT CONTAINER**

Empty containers should be disposed of responsibly or returned to the manufacturer.

**PACKAGING**

Bottle with 10 ml of preparation, application pipettes (x3).

Last update: 02.06.2022/13

**ES** Aceite para disolver la gutapercha

**ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDE LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES**

EL PRODUCTO ESTÁ CONCEBIDO PARA SU USO ÚNICAMENTE POR ODONTÓLOGOS PROFESIONALES

**OMPOSIÇÃO:** 100% de aceite eucalipto

**USO**

El producto EUCALYPTOL está concebido para su uso durante el segundo tratamiento de conductos con el fin de eliminar la gutapercha del canal radicular.

**INSTRUCCIONES DE USO**

Antes de proceder al tratamiento, la pipeta incluida en el conjunto debe sumergirse en alcohol (alcohol etílico).

1. Colocar 1-2 gotas del líquido en el canal empleando la pipeta incluida en el conjunto.

2. Eliminar la gutapercha.

3. En caso de necesidad, emplear otra dosis del producto.

4. Volver a emplear EUCALYPTOL si la gutapercha se muestra seca o quebradiza.

5. Repetir hasta conseguir el efecto deseado.

El producto es reutilizable, pero la pipeta es desecharable. La reutilización de la pipeta puede provocar el riesgo de infecciones secundarias.

**CONTRAINDICACIONES**

No emplear en pacientes con hipersensibilidad a los componentes del producto.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Puede provocar reacciones alérgicas en la piel. Líquidos y vapores inflamables. A la hora de trabajar con el producto debe emplearse un dique dental, así como guantes, gafas y ropa de protección.

En caso de un incidente serio asociado a un dispositivo, informar al fabricante y a la autoridad competente del país donde el usuario o el paciente tiene su domicilio.

**ALMACENAMIENTO**

Guardar en el embalaje original a una temperatura inferior a 25°C.

Guardar fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se encuentra

en el envase directo del producto. Una vez abierto el embalaje, la fecha de caducidad no queda alterada, a condición de cerrarlo herméticamente tras cada uso del producto.

**MANIPULACIÓN DE LOS ENVASES DEL PRODUCTO**

Los residuos de embalajes deben entregarse a la eliminación o devolverse al fabricante.

**ENVASE**

Botella con 10 ml del producto, pipetas para la aplicación del mismo (x3).

Fecha de la última revisión: 02.06.2022/13

**FR** Huile essentielle pour faire fondre la gutta-percha

**LIRE LA PRÉSENTE NOTICE AVANT UTILISATION**  
LE PRODUIT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE PAR UN DENTISTE

**COMPOSITION:** huile d'eucalyptus 100%

**UTILISATION PREVUE**

El producto EUCALYPTOL est destiné à être utilisé pendant les interventions médicales consistant en un nouveau traitement endodontique afin d'éliminer la gutta-percha du canal radiculaire.

**MODE D'EMPLOI**

Avant de procéder à l'intervention, tremper l'applicateur fourni dans de l'alcool (éthylélique).

1. Mettre 1-2 gouttes de liquide dans le canal à l'aide de la pipette fournie.

2. Retirer la gutta-percha.

3. Si nécessaire, utiliser une nouvelle dose de la préparation.

4. Appliquer EUCALYPTOL encore une fois si la gutta-percha est sèche ou friable.

5. Répéter les opérations jusqu'à l'obtention de l'effet désiré.

Produit à usage multiple, sauf la pipette jetable. L'utilisation multiple de la pipette peut entraîner un risque de contamination secondaire.

**CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

**PRÉCAUTIONS**

Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Liquide et vapeurs inflammables. En utilisant employer la dague dentaire, des gants, des lunettes et des vêtements de protection.

En cas d'accident grave lié au produit, le signaler au fabricant et à l'autorité publique territorialement compétente selon le lieu d'habitation de l'utilisateur ou du patient.

**CONTRAINdications**

Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

**PRÉPARATION**

Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Liquide et vapeurs inflammables. En utilisant employer la dague dentaire, des gants, des lunettes et des vêtements de protection.

En cas d'accident grave lié au produit, le signaler au fabricant et à l'autorité publique territorialement compétente selon le lieu d'habitation de l'utilisateur ou du patient.

**CONSERVATION**

Conserver dans son emballage d'origine à une température inférieure à 25°C.

Tenir hors de portée des enfants. La date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage direct. Après ouverture, la date de péremption ne change pas, à condition de refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.

**RECYPAGE DES EMBALLAGES**

Les emballages usagés doivent être remis pour recyclage ou renouvelés au fabricant.

**CONDITIONNEMENT**

Bouteille contenant 10 ml de produit, pipettes d'application (x3).

Date de dernière mise à jour: 02.06.2022/13

**DE** Öl zum Auflösen der Gutapercha

**BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG GRUNDLICH DIE PACKUNGSBEILAGE**  
DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH IN ZAHNARZTPRAXEN BESTIMMT

**INHALTSSTOFFE:** Eukalyptusöl (100%).

**VERWENDUNGSZWECK**

EUCALYPTOL wird bei wiederholter Wurzelkanalbehandlung verwendet, um Gutapercha aus dem Wurzelkanal zu entfernen.

**GEBRÄUCH**

Vor der Behandlung die mitgelieferte Pipette in Spiritus (Ethanol) ein tauchen.

1. Mithilfe der enthaltenen Pipette 1 bis 2 Tropfen des Präparats in den Wurzelkanal anplazieren.

2. Gutapercha entfernen.

3. Gegebenenfalls eine weitere Dosis anwenden.

4. EUCALYPTOL erneut verwenden, wenn die Gutapercha noch trocken oder mürbe ist.

5. Den Vorgang bis zur vollständigen Entfernung der Gutapercha wiederholen.

Das Produkt ist zur Mehrfachanwendung bestimmt, die Pipette ist hingegen ein Einwegprodukt. Bei einer mehrfachen Verwendung der Pipette besteht das Risiko einer Sekundärinfektion.

**GEGENANZEIGEN**

Nicht bei Patienten mit etwaiger Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Präparates anwenden.

**PRÄCAUTIONEN**

Es kann allergische Reaktionen auftragen. Flammbare Flüssigkeit und Dampf.

Verwendung nur in abgeriegelten Räumen, Handschuhe, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Any serious incident involving the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the State in which the user or patient is domiciled.

**STORAGE**

Store in original packaging below 25°C.

Keep out of reach of children.

Expiry date is placed on the main container. Once container is open, the expiry date does not change if the container is securely closed after each use.

**HANDLING THE PRODUCT CONTAINER**

Empty containers should be disposed of responsibly or returned to the manufacturer.

**PACKAGING**

Bottle with 10 ml of preparation, application pipettes (x3).

Last update: 02.06.2022/13

**ES** Aceite para disolver la gutapercha

**ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDE LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES**

EL PRODUCTO ESTÁ CONCEBIDO PARA SU USO ÚNICAMENT

4. Kui gutapertš muutub kuivaks või rabetaks, kasutage uuesti EUCALYPTOL-i.  
5. Korake tegevuse, kuni efekti saamiseks.  
Toode on mõeldud mitmekordseks kasutamiseks, samas pipetti on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Pipeti mitmekordne kasutamine võib põhjustada uuesti infektsiooni ohtu.

**VASTUNÄIDUSTUSED**  
Ärge kasutage patientidel, kellel on ülitundlikkus preparaadi koestisosaade.

**ETTEVAATUSABINÖUD**  
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Tuleohlik vedelik ja aur. Kasuta koferdami, kindaid, kaitsepirile ja kaitseriitust töötamisel. Seadmeid seotud sisiste juhutimite korral tuleb teavitada tootjat ja kasutaja või patsiendi elukohariigil pädevaid asutusi.

**HOIDAMINE**  
Hoida lastele ühiskandilapendis temperatuuril alla 25°C. Hoida lastele kättekasutuseta kohas. Kõlliklusega on otseks pakendil. Pärast pakendi avamist kõlliklusega ei muutu, kui see on pärast iga kasutamist tihedalt sulutud.

**TOOTE PAKENDITE KÄITLEMINE**  
Kasutatud pakendid tuleb anda üle taaskasutusse või tagastada tootjale.

**PAKEND**  
10 ml preparati sisalduv pudel, apilaatorne pipetid (x3).

Viiameise värskenduse kuupäev: 02.06.2022/13

**FI** | Ölgy gutaperkan liuottamiseen  
**LUE SEURAAVAT OHJEET ENNEN KÄYTTOÄ**  
**TUOTE VAIN HAMMASLÄÄKÄRIN KÄYTÖÖN**

**AINESOSAT:** 100% eukalyptusoliy

**KÄYTÖTÄRKOTITUS**  
EUCALYPTOL-tuote on tarkoitettu käytettäväksi juurikanavan uudelleenkäsitelyn alankaan guttaperkan poistamiseksi juurikanavasta.

**KÄYTÖTÄPA**  
Upota ennen toimenpiteen aloittamista mukana oleva pipetti alkoholiin (etylalkoholiin).  
1. Lisää 1–2 tippia nestettä kanavaan mukana toimitettua pipettia.  
2. Poista guttaperka.

3. Käytä tarvittaessa silmistemeen seuraava annos.  
4. Käytä EUCALYPTOLia uudelleenkäsitelyyn kuiva tai hauras.

5. Toista vaiheita, kunnes loppituloos on tolivotunlainen.  
Tuote on tarkoitettu monikeräisen käytöön, kun taas pipetti on tarkoitettu kertakäytöön. Pipetti uudelleenkäyttö voi aiheuttaa uudelleensaastumisen vaaran.

**VASTA-AIHEET**  
Ei saa käyttää, mikäli potilas on herkistynyt tuotteen aineksille.

**VAROTOIMET**  
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Sytytä neste ja höyrä. Kun työskentelet tuotteen kanssa, käytä kasunia, käsineitä, suojalaseja ja suojavaatteita.

Laitteeseen liityvän vakavan vararaitilanteen sattuessa sitä on ilmoitettava valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä tai potilas asuu.

**SÄILYTYKSEN**  
Säilytä kuumasti, üldökkäksessä, enintään 25°C:n lämpötilassa. Säilytä lasten ulottuvatonta näkymistä.

Käytökelvollisuuskaika on merkityksellöimään pakkauksen.

Pakkauksen avamisen jälkeen säilyvyys ei muutu, jos se on tiivisti suljettu jokaisen käytön jälkeen.

**PAKKAUSTEN KÄSITTELY VALMISTUKSEN JÄLKÉEN**  
Kulunut pakkauks on hävitettävä tai palautettava valmistajalle.

**PAKKAUSS**  
Pullo, joka sisältää 10 ml valmistetta, annostelupipetit (x3).

Viiameisen päivityksen päivämäärä: 02.06.2022/13

**HR** | Ulje za otapanje gutaperke  
**PRVE UPORABE PROČITAJTE DONJE UPUTE**  
PROIZVOD ZA UPORABU ISKLJUCIVO OD STRANE LIJEĆNIKA  
STOMATOLOGA

**SASTAV:** eukaliptusovo ulje 100%

**NAMJENA**  
Proizvod EUCALYPTOL namijenjen je uporabu tijekom zahvata ponovnog liječenja korijenskog kanala u svrhu uklanjanja gutaperke iz korijenskog kanala.

**NACIN UPORABE**  
Prije početka zahvata, umožite priloženu pipetu u špiritu (etylinski alkohol).

1. Pomozu priložene pipete stavite 1 do 2 kapu u kanal.

2. Uklonite gutaperku.

3. Ako je potrebno, upotrijebite sljedeću dozu preparata.

4. Ponovo upotrijebite EUCALYPTOL ako gutaperka postane suha ili lomičiva.

5. Ponovo ne budete gotovi.

Projoz je namijenjen za višekratnu upotrebu, dok je pipeta namijenjena za jednokratnu upotrebu. Višestruka uporaba pipete može predstavljati rizik sekundarne infekcije.

**KONTRAINDIKACIJE**  
Nemojte upotrijebjavati na pacijentima s preosjetljivošću na sastojke preprata.

**MJERE OPREZA**  
Može izazvati alergijsku reakciju kože. Zapaljiva tekućina i para.

Prilikom rada s proizvodom upotrijebjavajte koferdam, rukavice, zaštitne naočale i zaštitni odjeću.

U slučaju ozbiljnog nezgoda povezanih s proizvodom, potrebitno je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

**SKLADIŠTENJE**  
Cuvati u originalnom pakiranju na temperaturi ispod 25°C. Cuvati na mjestu izvan dohvata djece.

Rok trajanja naveden je na neposrednom pakiranju.

Nakon otvaranja pakiranja, rok trajanja se ne mijenja, pod uvjetom čvrstog zatvaranja proizvoda nakon svake upotrebe.

**ODLAGANJE AMBALAŽE NAKON UPORABE**  
Istrošenu ambalažu je potrebno zbrinuti ili vratiti proizvođaču.

**PAKIRANJE**  
Bočica koja sadrži 10 ml preparata, pipete za nanošenje (x3).

Datum posljednjeg ažuriranja: 02.06.2022/13

**LV** | Eļļa gutapercas šķīdināšanai  
**PIRMS LIETOŠANAS LŪDZAM RŪPIĢI IEPĀZĪTIES AR ŠIEM LIETOŠANĀS NORĀDĪJUMIEM**  
MATERIĀLU VAR IEGRĀDĒTIS TIKAI SERTIFIKĒTS ZOBĀRSTNIECĪBAS SPECIALISTS STOMATOLOGS

**SĀSTĀVS:** eikalipta eļļa 100%

**PIELIETOJUMS**  
EUCALYPTOL paredzēts izmanto atkārtotas kanālu ārstēšanas laikā, lai izņemtu gutaperču no sakņu kanāla.

**LIETOŠANA**  
Prīms lietošanas, pievienotu pipeti iegremdet špirālā (etylspirālā).

1-2 šķīduma plīties ar pievienotu pipeti aplīce kanāla.

2. Izņem gutaperču.

3. Nepliešējām gadījumā lietot vēl vienu šķīdķu devu.  
4. Izmanto EUCALYPTOL atkārtoti, ja gutaperča ir sausa vai trausla.  
5. Atkārtot darbības līdz redzamam rezultātam.  
Produkts paredzēts vairākkārtējiem lietošanai, bet pipeti iespējams izmanto tikai vienu reizi. Atkārtota pipetes izmantošana var izraisīt sekundārā infekcijas risku.

**KONTRINDIKĀCIJAS**  
Nelietot pacientiem ar paaugstinātu jutību pret kādu no produkta sastāvdājām.

**PIESARDĀZĪBAS PASĀKUMI**  
Var izraisīt alergisko dažāda reakciju. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Produkts lietošanas laikā obligāti izmanto koferdamu, cimdus, aizsargātām un aizsargāpapēžu.  
Ja, salīdzināt ar produkta izmatošanu, ir radies nopietns apdraudējums, par to nepieciešams ziņot rāzotajam un tās valsts kompetentajai iestādei, kurā lietotajam valgūtājām ja pastāvīga dzivesvieta.

**UZGLĀBĀSANĀ**  
Uzglābāt oriģinālajā iepakojumā, temperatūra zem 25°C. Uzglābāt bērnam nepieejamā vietā.  
Produktu devējotu vāciņu varādīt uz tās iepakojumu.  
Pēc iepakojuma atvēšanas derīguma termiņš nemainīgs;  
ja pēc katras lietošanas reizes produkts tiek cīši aizsaitīts.

**IZLIETOTĀ IEPAKOJUMA PĀRSTRĀDE**  
Izlietoto iepakojumu nodot otrreizējai pārstrādei vai atgriezt atpakaļ rāzotajam.

**IEPAKOJUMS**  
Pudele 10 ml, pipetes līdzekļa aplīcēšanai (x3).

Pēdējās atjaunināšanas datums: 02.06.2022/13

**FI** | Ölgy gutaperkan liuottamiseen  
**LUE SEURAAVAT OHJEET ENNEN KÄYTTOÄ**  
**TUOTE VAIN HAMMASLÄÄKÄRIN KÄYTÖÖN**

**AINESOSAT:** 100% eukalyptusoliy

**KÄYTÖTÄRKOTITUS**  
EUCALYPTOL-tuote on tarkoitettu käytettäväksi juurikanavan uudelleenkäsitelyn alankaan guttaperkan poistamiseksi juurikanavasta.

**KÄYTÖTÄPA**  
Upota ennen toimenpiteen aloittamista mukana oleva pipetti alkoholiin (etylalkoholiin).  
1. Lisää 1–2 tippia nestettä kanavaan mukana toimitettua pipettia.

2. Poista guttaperka.

3. Käytä tarvittaessa silmisteeseen seuraava annos.  
4. Käytä EUCALYPTOLia uudelleenkäsitelyyn kuiva tai hauras.

5. Toista vaiheita, kunnes loppituloos on tolivotunlainen.  
Tuote on tarkoitettu monikeräisen käytöön, kun taas pipetti on tarkoitettu kertakäytöön. Pipetti uudelleenkäyttö voi aiheuttaa uudelleensaastumisen vaaran.

**VASTA-AIHEET**  
Ei saa käyttää, mikäli potilas on herkistynyt tuotteen aineksille.

**VAROTOIMET**  
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Sytytä neste ja höyrä. Kun työskentelet tuotteen kanssa, käytä kasunia, käsineitä, suojalaseja ja suojavaatteita.

Laitteeseen liityvän vakavan vararaitilanteen sattuessa sitä on ilmoitettava valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä tai potilas asuu.

**SÄILYTYKSEN**  
Säilytä kuumasti, üldökkäksessä, enintään 25°C:n lämpötilassa. Säilytä lasten ulottuvatonta näkymistä.

Käytökelvollisuuskaika on merkityksellöimään pakkauksen.

Pakkauksen avamisen jälkeen säilyvyys ei muutu, jos se on tiivisti suljettu jokaisen käytön jälkeen.

**PAKKAUSTEN KÄSITTELY VALMISTUKSEN JÄLKÉEN**  
Kulunut pakkauks on hävitettävä tai palautettava valmistajalle.

**PAKKAUSS**  
Pullo, joka sisältää 10 ml valmistetta, annostelupipetit (x3).

Viiameisen päivityksen päivämäärä: 02.06.2022/13

**HR** | Ulje za otapanje gutaperke  
**PRVE UPORABE PROČITAJTE DONJE UPUTE**  
PROIZVOD ZA UPORABU ISKLJUCIVO OD STRANE LIJEĆNIKA  
STOMATOLOGA

**SASTAV:** eukaliptusovo ulje 100%

**NAMJENA**  
Proizvod EUCALYPTOL namijenjen je uporabu tijekom zahvata ponovnog liječenja korijenskog kanala u svrhu uklanjanja gutaperke iz korijenskog kanala.

**NACIN UPORABE**  
Prije početka zahvata, umožite priloženu pipetu u špiritu (etylinski alkohol).

1. Pomozu priložene pipete stavite 1 do 2 kapu u kanal.

2. Uklonite gutaperku.

3. Ako je potrebno, upotrijebite sljedeću dozu preparata.

4. Ponovo upotrijebite EUCALYPTOL ako gutaperka postane suha ili lomičiva.

5. Ponovo ne budete gotovi.

Projoz je namijenjen za višekratnu upotrebu, dok je pipeta namijenjena za jednokratnu upotrebu. Višestruka uporaba pipete može predstavljati rizik sekundarne infekcije.

**KONTRAINDIKACIJE**  
Nemojte upotrijebjavati na pacijentima s preosjetljivošću na sastojke preprata.

**MJERE OPREZA**  
Može izazvati alergijsku reakciju kože. Zapaljiva tekućina i para.

Prilikom rada s proizvodom upotrijebjavajte koferdam, rukavice, zaštitne naočale i zaštitni odjeću.

U slučaju ozbiljnog nezgoda povezanih s proizvodom, potrebitno je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

**SKLADIŠTENJE**  
Cuvati u originalnom pakiranju na temperaturi ispod 25°C.

Cuvati na mjestu izvan dohvata djece.

Rok trajanja naveden je na neposrednom pakiranju.

Nakon otvaranja pakiranja, rok trajanja se ne mijenja, pod uvjetom čvrstog zatvaranja proizvoda nakon svake upotrebe.

**ODLAGANJE AMBALAŽE NAKON UPORABE**  
Istrošenu ambalažu je potrebno zbrinuti ili vratiti proizvođaču.

**PAKIRANJE**  
Bočica koja sadrži 10 ml preparata, pipete za nanošenje (x3).

Datum posljednjeg ažuriranja: 02.06.2022/13

**LV** | Eļļa gutapercas šķīdināšanai  
**PIRMS LIETOŠANAS LŪDZAM RŪPIĢI IEPĀZĪTIES AR ŠIEM LIETOŠANĀS NORĀDĪJUMIEM**  
MATERIĀLU VAR IEGRĀDĒTIS TIKAI SERTIFIKĒTS ZOBĀRSTNIECĪBAS SPECIALISTS STOMATOLOGS

**SĀSTĀVS:** eikalipta eļļa 100%

**PIELIETOJUMS**  
EUCALYPTOL paredzēts izmanto atkārtotas kanālu